



Des « pense-bêtes » pour les périodes d'agnelages

Lorsque plusieurs personnes interviennent lors de l'agnelage ou que la taille du lot de brebis est importante, il est possible de gagner du temps et de ne rien oublier en utilisant des pense-bêtes. Ils assurent un accès facile aux informations et permettent d'identifier d'un coup d'œil les points critiques.

Une ardoise au-dessus de la case d'agnelage

Un système d'ardoise pour noter et lire rapidement les informations est installé au-dessus de chaque case d'agnelage. Le bardage ou la barre d'auge est peint en peinture à tableau noire (disponible dans les rayons bricolage et sur le WEB). Une craie à portée de poche, ce qui semble important est rapidement écrit : une mammite, un biberon à donner, une brebis malade à soigner... À la sortie de case d'agnelage, un nettoyage avec un bouchon de paille ou de foin humide et l'ardoise est prête pour la prochaine brebis qui va y entrer.



C'est bon à savoir

Les taux de mortalité des agneaux varient de 5 à 31 % pour des conduites de la reproduction et de l'alimentation similaires.

Source : Massif Mortalité Ciirpo/UMT santé des petits ruminants 2011/2013





Un fanion accroché à la case d'agnelage

Ce système de fanions amovibles est efficace pour repérer d'un coup d'œil les cases à risques : brebis avec un seul quartier, manque de lait, agneau à faire téter... Plusieurs codes couleurs peuvent être utilisés (vert, rouge) pour signaler les cases auxquelles il faut accorder plus ou moins d'attention.

Des élastiques à bocal au cou des agneaux

Ce système est utilisé pour repérer rapidement un très jeune agneau. Il s'agit de joints caoutchouc de bocaux qui sont mis autour du cou du nouveau-né et sont enlevés dans les jours qui suivent.

Ce repère est utile par exemple pour les agneaux à la louve qui ne savent pas



téter, pour un nouveau-né qui doit de nouveau boire du colostrum ou bien recevoir un traitement. L'élastique à bocal peut également être posé pour un agneau retiré de sa mère très précocement et avant qu'il ne soit identifié afin d'assurer la traçabilité : agneau refroidi, refusé... Il est possible d'y ajouter des notes à l'aide d'un marqueur : numéro de mère, etc. Ce type de joint caoutchouc se trouve facilement dans toutes les grandes surfaces ou sur le WEB, et est réutilisable. Il peut être désinfecté si besoin en le faisant bouillir. Choisir des modèles d'élastiques de 85 mm de diamètre, bien adapté à la taille du cou d'un nouveau-né.

Ces astuces sont issues du concours de TechOvin "Le Berger Futé" et du réseau Sheepnet (vidéos disponibles sur sheepnet.network/fr).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Laurence Sagot et Denis Gautier : CIRPO / Institut de l'Élevage
Tél. : 06 45 32 24 87 ou laurence.sagot@idele.fr
- Sites internet :
www.inn-ovin.fr / www.idele.fr

02/2021

Document réalisé avec
le soutien financier de :

